



CONSIGNES REALISATION ET ENVOI DES PRELEVEMENTS CONSTITUTIONNELS ET SOMATIQUES FFPE (METROPOLE) AURAGEN FILIERE CANCER

1 PRELEVEMENTS

1.1 Prélèvement constitutionnel

1 prélèvement de sang dans *un* tube en plastique en présence d'EDTA (bouchon violet) **non périmé** pour le patient.

- Pour les adultes : 2 mL minimum
- Pour les enfants de 6 mois à 15 ans : 1 mL minimum
- Pour les enfants de moins de 6 mois : 0,5 mL minimum

Par exemple :

- Tube EDTA 13X75 4ml (BD REF 367861 ou BD REF 367862)
- Tube EDTA 13X75 2ml (BD REF 367241)



Dans le cadre de la politique d'épargne sanguine, merci de prélever 1 seul tube.

1.2 Prélèvement somatique

2 microtubes* type Eppendorf 1,5 mL « safe lock » ou que vous aurez entouré(s) avec du parafilm contenant chacun des **coupes/copeaux de tissu tumoral FFPE**.



***Attention :** Si envoi d'1 seul tube, l'examen WGS à partir d'une extraction d'ADN sera priorisé (Pas d'analyse RNAseq).



2 IDENTIFICATION DES PRELEVEMENTS

2.1 Etiquetage des tubes

- Option 1 :

Utilisez vos propres étiquettes pour identifier les tubes de prélèvement,
Collez-en un exemplaire à l'emplacement prévu à cet effet sur la feuille de transfert.

- Option 2 :

Utilisez la planche d'étiquettes éditée depuis le formulaire de prescription sur HYGEN
(<https://hygen.auragen.fr>).

2.2 Traçabilité de l'envoi

Compléter le bordereau d'expédition (voir Annexe 1). Joindre une copie de celui-ci dans le colis et conserver l'original dans votre service.

3 CONSERVATION

-Echantillon constitutionnel

Les échantillons doivent nous être acheminés afin de respecter un délai de 7 jours du prélèvement à la réception.

Conservation à température ambiante [15-25°C] ou +4°C si la température des locaux n'est pas régulée.

-Echantillon tumoral

Conservation à température ambiante [15-25°C]. **Les échantillons doivent nous être acheminés rapidement après leur préparation.**

Dans la mesure du possible, l'acheminement des échantillons sanguin et tumoral doit être réalisé ensemble.

ATTENTION !!!! Le délai d'envoi de l'échantillon sanguin étant de 7 jours, celui-ci doit être envoyé séparément si les tubes de l'échantillon tumoral ne peuvent être prêts dans ce délai.



4 PREPARATION DE L'EXPEDITION

- Insertion du tube de sang et des tubes de tissu tumoral ensemble dans un sac de type Diagnobag taille A5 homologué UN3373 muni d'un adsorbant interne (à fournir par vos soins).
- Rangement des feuilles de transfert et du consentement coché et signé en accompagnement des tubes dans la pochette externe du sac.
- Rangement du ou des sachets type Diagnobag dans un colis à température ambiante tenu à disposition par Starservice Healthcare lors de l'enlèvement (une diagnobox (2L) ou une poolbox (4L)). Caler les sachets dans le colis de manière à limiter l'impact des chocs éventuels.
- Ajout de la copie du bordereau d'expédition (Annexe 1) dans le colis.
- Fermeture du colis ou des scellés par le chauffeur Starservice Healthcare lorsque le remplissage du colis est terminé et prêt à l'envoi.



5 DEMANDE D'ENLEVEMENT

Un compte Starservice Healthcare doit être créé pour le service d'expédition de votre institution en nous contactant à l'adresse AURAGEN.secretariat@chu-lyon.fr **avant toute première demande d'enlèvement.**

Nous enverrons à la personne référente de ce service un lien avec ses identifiants et mot de passe.

La demande d'enlèvement d'un colis s'effectue **au plus tard** la veille de l'envoi avant 19h sur l'extranet de Starservice Healthcare (<https://portail.tse-medical.net/colibri/>) pour un départ le lendemain dans la journée (9h-17h).

Particularités (hors jours fériés) : Expédition du lundi au jeudi.

- **Pas de demande d'enlèvement le jeudi pour une expédition le vendredi**
- Demande d'enlèvement à **réaliser du lundi au mercredi** pour un **dernier départ le jeudi** et une livraison le vendredi.
- Demande d'enlèvement à **réaliser le vendredi** au plus tard pour un **départ le lundi** et une livraison le mardi.
- Les prélèvements du jeudi devront être envoyés impérativement le lundi.

Les colis sont à manipuler avec précaution.



En cas de jours fériés, à voir au cas par cas.

- Pas de demande d'enlèvement l'avant-veille du jour férié pour une expédition la veille du jour férié.

<i>Échantillons constitutionnels température ambiante (sang)</i>	<i>Lundi</i>	<i>Mardi</i>	<i>Mercredi</i>	<i>Jeudi</i>	<i>Vendredi</i>
<i>Jour de prélèvement</i>	<i>oui</i>	<i>oui</i>	<i>oui</i>	<i>oui</i>	<i>oui</i>
<i>Jour de demande d'enlèvement pour un départ le lendemain ou le lundi</i>	<i>Avant 19h</i>	<i>Avant 19h</i>	<i>Avant 19h</i>	<i>Demande pour un départ le lundi uniquement</i>	<i>Demande avant 19h pour un départ le lundi uniquement</i>
<i>Jour de prise en charge du prélèvement par Starservice Healthcare</i>	<i>9h-17h</i>	<i>9h-17h</i>	<i>9h-17h</i>	<i>9h-17h</i>	
<i>Jour de réception au LBMMS AURAGEN</i>		<i>oui</i>	<i>oui</i>	<i>oui</i>	<i>oui</i>

Pour contacter le secrétariat d'AURAGEN : 04 72 11 25 40 / 04 72 11 25 50 / AURAGEN.secretariat@chu-lyon.fr



GCS AURAGEN
5 place d'Arsonval
Bâtiment B7
69003 LYON

**Consigne envoi KC FFPE
Métropole**

ENR-Pré-064-03
Version : 3
Applicable le : 28-02-2025



ANNEXE 1



GCS AURAGEN
5 place d'Arsonval
Bâtiment B7
69003 LYON

**Bordereau d'expédition -
échantillons AURAGEN**

ENR-Pré-058-02
Version : 2
Applicable le : 28-02-2025



Merci de joindre une copie de ce tableau dans chaque colis et de conserver l'original

N° de commande : _____

Date d'envoi : _____

Nom de la personne en charge de l'envoi : _____

Nombre total de tubes dans le colis : _____

Service expéditeur ou cachet du service :

Tableau récapitulatif des échantillons expédiés

Identification du patient (Etiquette patient ou laboratoire ou identifiant de l'échantillon)	N° demande AURAGEN (MR-xxxx, KC-xxxx ou OC-xxxx)	Nombre de tubes	Cadre réservé à AURAGEN Vérification de la présence des prélèvements
			☐ Conforme ☐ Non conforme
			☐ Conforme ☐ Non conforme
			☐ Conforme ☐ Non conforme
			☐ Conforme ☐ Non conforme