



CONSIGNES DE REALISATION ET ENVOI DES PRELEVEMENTS CONGELES CONSTITUTIONNELS ET SOMATIQUES *CONGELÉS* (DROM COM) AURAGEN FILIERE CANCER

1 PRELEVEMENTS

1.1 Prélèvement constitutionnel

1 prélèvement de sang dans un tube en plastique en présence d'EDTA (bouchon violet) **non périmé** pour le patient.

- Pour les adultes : 2 ml minimum
- Pour les enfants de 6 mois à 15 ans : 1 ml minimum
- Pour les enfants de moins de 6 mois : 0,5 ml minimum



Par exemple :

- Tube EDTA 13X75 4ml (BD REF 367861 ou BD REF 367862)
- Tube EDTA 13X75 2ml (BD REF 367241)

**Dans le cadre de la politique d'épargne sanguine, merci de prélever
1 seul tube.**

1.2 Prélèvement somatique

1 **fragment de tissu tumoral** congelé (taille du fragment supérieure à 5 mm³) dans un cryotube.



Le tissu tumoral envoyé pour AURAGEN doit être un prélèvement différent de celui conservé à visée sanitaire.



2 IDENTIFICATION DES PRELEVEMENTS

2.1 Étiquetage des tubes

- Option 1 :

Utilisez vos propres étiquettes pour identifier les tubes de prélèvements
Collez-en un exemplaire à l'emplacement prévu à cet effet sur la feuille de transfert.

- Option 2 :

Utilisez la planche d'étiquettes éditable depuis le formulaire de prescription sur HYGEN (<https://hygen.auragen.fr>).

2.2 Traçabilité de l'envoi

Compléter le bordereau d'expédition (voir Annexe 1). Joindre une copie de celui-ci dans le colis et conserver l'original dans votre service.

3 CONSERVATION

Sang: Au congélateur -20°C ou -80°C dans l'attente du regroupement avec le prélèvement somatique en provenance du laboratoire d'anatomopathologie. **Le tube de sang doit être directement congelé après le prélèvement.**

Stockage des prélèvements (Sang et tissu) avant envoi vers le laboratoire de qualification (INCa) : Au congélateur -80°C dans l'attente de la carboglace d'expédition.

Les échantillons doivent nous être acheminés rapidement et ensemble.

4 PREPARATION DE L'EXPEDITION

- Insertion du tube de sang et du tube de tissu tumoral ensemble dans un sac Diagnobag taille A5 homologué UN3373 **muni d'un adsorbant interne** (à fournir par vos soins).



- Rangement du ou des sacs Diagnobag dans une boîte contenant de la carboglace (à fournir lors de l'enlèvement si le contrat avec votre transporteur ne la fournit pas).
- Insertion de la lame HES FFPE dans une boîte de lames ou dans une enveloppe à bulle.
- Rangement d'une copie du bordereau d'expédition (Annexe 1), des feuilles de transfert, du consentement et du compte rendu anatomopathologique *au-dessus du* contenant de la carboglace avant *la* fermeture du colis.
- Fermeture du colis avec des scellés lorsque le remplissage du colis est terminé et prêt à l'envoi.



5 DEMANDE D'ENLEVEMENT

Les demandes d'enlèvement sont à réaliser selon les conditions communiquées par le transporteur habilité à réaliser ce type de transport depuis les DROM-COM.

Les colis sont réceptionnés pour la qualification du lundi au vendredi sauf les jours fériés sur la plateforme INCa dont vous dépendez.

Echantillons constitutionnels <i>et</i> somatiques – Envoi congelé	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
Jour de prélèvement	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Jour de réception sur la plateforme INCa	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

En cas de jours fériés, à voir au cas par cas.

Pour contacter le secrétariat d'AURAGEN : 04 72 11 25 40 / 04 72 11 25 50 / AURAGEN.secretariat@chu-lyon.fr



GCS AURAGEN
5 place d'Arsonval
Bâtiment B7
69003 LYON

**Consigne envoi KC congelé
Outremer**

ENR-Pré-067-02
Version : 2
Applicable le : 28-02-2025



ANNEXE 1

	<p>GCS AURAGEN 5 place d'Arsonval Bâtiment B7 69003 LYON</p>	<p>Bordereau d'expédition - échantillons AURAGEN</p>	<p>ENR-Pré-058-02 Version : 2 Applicable le : 28-02-2025</p>
--	---	---	---

Merci de joindre une copie de ce tableau dans chaque colis et de conserver l'original

N° de commande : _____

Date d'envoi : _____

Nom de la personne en charge de l'envoi : _____

Nombre total de tubes dans le colis : _____

Service expéditeur ou cachet du service :

Tableau récapitulatif des échantillons expédiés

<p>Identification du patient (Etiquette patient ou laboratoire ou identifiant de l'échantillon)</p>	<p>N° demande AURAGEN (MR-xxxx, KC-xxxx ou OC-xxxx)</p>	<p>Nombre de tubes</p>	<p>Cadre réservé à AURAGEN Vérification de la présence des prélèvements</p>
			<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme
			<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme
			<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme
			<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Non conforme